


ヒートマチックツイン連続注射器(5基)

2液統合用マニフォールド

new

2種の薬液を統合し
1本の注射針で
接種可能となります。

ダブルバレルの
連続注射器



(従来型)

new マニフォールド

ヒートマチックツイン連続注射製品規格

バレル容量タイプ

<マルチアダプタタイプ>

製品番号	注射筒(1)	注射筒(2)
8300037963	0.5ml	0.5ml
8300037673	1.0ml	1.0ml
8300037669	2.0ml	2.0ml
8300037671	2.0ml	1.0ml
8300031731	2.0ml	0.5ml
8300041300	1.0ml	0.5ml

<ボトルバスケットタイプ>

製品番号	注射筒(1)	注射筒(2)
8300050346	0.5ml	0.5ml
8300050460	1.0ml	1.0ml
8300050464	2.0ml	2.0ml
8300050462	2.0ml	1.0ml
8300050458	2.0ml	0.5ml

【特徴】

- ・人間工学に基づいた軽量設計
- ・標準添付の10基用スリーブにより、10基注射針も使用できます
- ・本体の分解、組立てが簡単なのでメンテナンスが容易です
- ・煮沸消毒が可能です