

マスターライン ボトルマウント 自動連続注射器(5基)

(1mlモデル、2mlモデル)

動物用一般医療機器



- バルブなど小型部品の飛び出し防止設計だから安心して分解できます。
- 軽量でパームプッシュだから粘度の高い注射液でも手の負担が軽く連続注射ができます。
- 煮沸滅菌、オートクレーブ滅菌(130度)が可能です。
- 高粘度注射液でもクイックな繰り返し充填を実現する先進のバルブ設計です。
- 液量が確認できる目盛付プラスチック注射筒です。
- 容量設定はダブルナット方式で簡単、正確でズレがありません。

* 堅牢、長持ちです。

針取り付け部、注射外筒、ボトルマウント部など負荷のかかる主要部分は金属製です。またハンドルが緩んだりガタついたり、注入時に引っかかったりしません。

* 細かい設定も簡単、正確にできます。

11-07101661: 連続0.1ml目盛で最大 1ml容量調整できます。

11-07103661: 連続0.1ml目盛で最大2ml容量調整できます。

* 簡単ボトルマウントが標準添付です。

標準で20mm 口径のワンタッチボトルマウントが添付されていますから10ml~100mlのボトル(20mm 口径キャップ)については簡単に取り付けられます。

* 各サイズに対応したボトルマウントも標準添付です。

1) 標準型ボトルマウント (20mm口径、10~100mlボトル用)

2) 標準型ボトルマウント (29~30mm口径、250mlボトル用)

3) 標準型ボトルマウント (32~33mm口径、250mlボトル用)

* メンテナンス用部品が標準添付です。

1) スプリング2本(インレットスプリング、デリバリスプリング)

2) Oリング

3) 吸子用パッキング

4) バルブ2本(インレットバルブとデリバリバルブ)

5) メンテナンス用シリコーンオイル 1ピン