

ヒートマチックツイン連続注射器(5基)

動物用一般医療機器

○ ダブルバレルの連続注射器



2種の薬液を同時接種可能です
(バレル容量は選べる5タイプ)


- 人間工学に基づいた軽量設計
- 2本の注射針の針間隔を調整可能です
- ボトルタイプ、チューブタイプとも使用可能
- 煮沸消毒が可能です。
- 本体の分解、組立てが簡単なのでメンテナンスが容易です



* バレル容量タイプ

2本のバレルの容量タイプは、次の5種類です。

製品番号	注射筒 (1)	注射筒 (2)
8300037936	0.5 ml	0.5 ml
8300037673	1.0 ml	1.0 ml
8300037669	2.0 ml	2.0 ml
8300037671	2.0 ml	1.0 ml
8300031731	2.0 ml	0.5 ml



* 針間隔の調整(D)

2本の針間隔を20.0mm~36.0mmまで調整可能です

* 豊富な付属キットで、様々な薬液タイプに対応

標準添付品は次の通りです。

- 1) 標準型ボトルマウント(20mm口径、10~100mlボトル用)
- 2) 標準型ボトルマウント(30mm口径、250mlボトル用)
- 3) 延長チューブ(2本)
- 4) チューブ用ボトルマウント(4~6mm)

* 堅牢、長持ちです。

簡単構造と高強度のエンジニアリングプラスチックの使用により高い耐久性を実現

* 10基注射針も使用できます。

標準添付の10基用スリーブにより、10基注射針も使用できます