

# プリマテック連続注射器

(1.0mlモデル、2.0mlモデル、 3.0mlモデル、6.0mlモデル)

動物用一般医療機器



- ビルドイン機構なのでポンプ部の分解不要  
↓  
洗浄の際、微細な部品が紛失することがありません
- 液量が確認できる目盛付プラスチック注射筒です
- ワンタッチ式ボトルマウントです
- 本体の分解、組立てが簡単なのでメンテナンスが容易です
- バスケットは50ml、100mlボトル用です

\* **堅牢、長持ちです。**

簡単構造と高強度のエンジニアリングプラスチックの使用により高い耐久性を実現

\* **細かい設定も簡単、正確にできます。**

- 1.0ml モデル(369819): 0.1ml~1.0ml容量調整できます。(0.1ml 刻み目盛) (10基用)
  - 2.0ml モデル(355898): 0.25ml~2.0ml容量調整できます。(0.25ml 刻み目盛・10基用)
  - 2.0ml モデル(372727): 0.25ml~2.0ml容量調整できます。(0.25ml 刻み目盛・5基用)
  - 3.0ml モデル(360557): 0.25ml~3.0ml容量調整できます。(0.25ml 刻み目盛・10基用)
  - 6.0ml モデル(370211): 0.25ml~6.0ml容量調整できます。(0.25ml 刻み目盛・10基用)
- ※10基用モデルも、別売の10基5先アダプターにより5基注射針も使用できます。

\* **大径ダイヤルにより容易な液量設定**

連続可変液量設定を大径ダイヤルにて所定の液量が設定できます。  
金属ルアーロック方式です。

\* **大容量ボトルにも対応**

200ml、250mlボトルにも別売ボトルカバーにて対応

製造販売元

(株)川崎生物科学研究所  
東京都目黒区中根 2-10-2  
Tel : 03-3717-0818 Fax : 03-3717-0819  
原産国 米国