


動物用強化高検出針用注射器-II

動物用一般医療機器

1 強化PSシリンジ KD304 シリーズ(5基)



- * ルアーロックコネクタ 5基用
- * 煮沸滅菌できます。
- * プラスチックだから軽量、割れません。
- * 容量調整ナットにて液量調整
- * 1ml毎に数字目盛(ロッド上)
- * 引子の固さ(気密性)は無調整型です
- * 機種
 - KD304-10・・・容量10ml
 - KD304-20・・・容量20ml
 - KD304-30・・・容量30ml
- * 予備の吸子用パッキング標準添付

2 吸引型連続注射器 プロショットII 連続注射器(5基)



市販の延長チューブ

- * ルアーロックコネクタ 5基用
- * 煮沸滅菌できます。
- * 容量は50ml、1ml刻み、最大5ml/ショットでダイヤル設定できます
- * ハンドル、容量設定ダイヤル、押し子は金属製なので堅牢です
- * 注射筒は強化プラスチックなので軽量、堅牢です
- * 延長チューブを接続すると**大容量接種**を安全確実にでき、また針の曲がり、折れを防ぐことができます
- * 引子の固さ(気密性)は調整型です
- * 予備の吸子用パッキング標準添付

製造販売元

(株)川崎生物科学研究所

東京都目黒区中根 2-4-17-304

Tel:03-3717-0818 Fax:03-3717-0819

3 金属注射器 KD202(5基) (他社製品)



- * ルアーロックコネクタ 5基用
- * 20ml容量です
- * 煮沸滅菌できます
- * 1ml毎に数字目盛(ロッド上)
- * 引子の固さ(気密性)は無調整型です
- * 容量調整ナットにて液量調整
- * 予備の吸子用パッキング標準添付
- * 予備のガラス筒標準添付
- * 当社にて取扱います