

# ThaMa263

## 金属製連続注射器(5基用)

### ● ガラスバレル不使用

#### 全面金属製一体型フォルム

- ・クラス最上位の高剛性を実現  
(当社金属製連続注射器カテゴリー)
- ・ショット時のブレ、ゆるみのリスクを低減

### ● 薬液投与量の高い正確性

(定量ピストン交換方式)

### ● 女性にもフィットする手頃なサイズ感

(ストローク長)



## 製品の特徴

### ★ 全面金属製のため、高強度を実現

### ★ ガラスバレル不使用

- ・ガラスバレル破損のリスクゼロ
- ・ショット中、注射器の緩みズレが  
気になりません。

### ★ 手頃なサイズ感の製品であるため日本人、 特に女性にもフィットすると思われま

### ★ 液量調節

- ・液量調節は三段階  
(0.5ml、1.0ml、2.0ml)
- ・設定薬液量に応じて  
ピストンを交換するタイプ  
→ 正確な投与量で薬液接種が可能

コンパクト  
な  
サイズ

シンプル  
&  
正確な  
調節方法

