


ThaMa313

金属製連続注射器(5基用)

- 薬液投与量の高い正確性
(定量ピストン交換方式)
- 女性にもフィットする手頃なサイズ感
(ストローク長)



製品の特徴



ThaMa313

マスターライン

コンパクトなサイズ



手頃なサイズ感の製品であるため日本人、特に女性にもフィットすると思われま



液量調節

- ・ 液量調節は三段階 (0.5ml、1.0ml、2.0ml)
- ・ 設定薬液量に応じてピストンを交換するタイプ
→ 正確な投与量で薬液接種が可能

シンプル & 正確な調節方法

