

ワクチン穿刺用接種器

動物用一般医療機器

ThaMa

鶏痘ワクチン インジェクター

(シングルニードルタイプ)



接種針先端孔

製品規格

- 接種針を鶏の翼膜に刺し、針先端に充項したワクチンを接種します。
- 煮沸滅菌、オートクレーブ滅菌（125度）が可能です。
- 容量（注射筒）：2 ml
- 機種
ThaMa 鶏痘ワクチンインジェクター・・・ 接種量 0.002ml
ThaMa 鶏痘ワクチンインジェクターバージョンJ・・・ 接種量 0.01ml
(接種量は目安。ワクチン粘度によって異なります。)

製造販売元

(株)川崎生物科学研究所 東京都目黒区中根2-10-2 Tel: 03-3717-0818 Fax: 03-3717-0819

原産国 イスラエル