

多回使用医療機器

滅菌済みアプリーター

皮膚用接着剤 サージボンド (2.5ml)



特長

- ・ 安全 材料は医療用N-ブチルシアノアクリレート
- ・ 操作性 アプリーターによりの確な液量 & 位置決め、塗り広め
- ・ 安心清潔 アプリーターは**個装滅菌済み**だから安心
単回使用アプリーター9本準添付だから常に清潔な処置が可能
- ・ 経済的 大容量2.5mlでしかも常温保管可能。 複数回、複数頭の処置が可能

適用例



手術切開創、創傷等の閉鎖、接合

例) 犬、猫の去勢手術創、避妊手術創(皮下縫合後)
トリミング創傷



スポット手術創の閉鎖、接合

例) 猫の徐爪創 トロッカー創 断尾創 徐狼爪創



注射創の閉鎖、接合

例) マイクロチップ挿入後の脱落防止



縫合糸結紮部の補強、縫合部の保護