

ユーロクリップ

原産国 ドイツ

**手術の省力化、
時間短縮に!**

血管・脈管の
結紮に効果的です


クリップ

- 高純度チタン製
高強度
高い生体親和性
X線への不干涉
- クリップ表面の溝が
結紮後のズレを防止



結紮アクションの特徴

- シェブロン形状により先端から
閉じるので、高い操作性を発揮します



- ハート型のクリップ断面が
2点結紮を実現。
強いホールド力を得られます




- 先端部を曲面研磨、他組織を傷つけません



チタン製クリップ
動物用一般医療機器

カートリッジ

- 裏面は接着性どこでも
セット可能



- クリップ装着は、アプライヤー
先端を差し込むだけでOK

アプライヤー

- クリップの脱落を防ぐ構造
- 確実な結紮が
1アクションで実現



- クリップセット部を
ダイヤモンドブラスト加工、
摩耗による劣化を防ぎ長持ちです

スタート キット

品番	キット構成	
	クリップ (6本/カートリッジ)	アプライヤー
ESTK-S	Sクリップ: 4カートリッジ	EAP-S (15cm) × 1本
ESTK-M	Mクリップ: 4カートリッジ	EAP-M (19cm) × 1本
ESTK-ML	MLクリップ: 4カートリッジ	EAP-ML (19cm) × 1本
ESTK-L	Lクリップ: 4カートリッジ	EAP-L (19cm) × 1本


スタートキットについて



クリップが24発と
アプライヤーが
セットになってい
ます。各サイズ取
り揃えております。

クリップ

品名	サイズ	カートリッジ	クリップ高	クリップ幅	クリップ閉高	カラー
ECP-S	S	4個 (24本)	2.66mm	3.1mm	3.60mm	黄色
ECP-M	M	4個 (24本)	4.4mm	4.3mm	5.85mm	青
ECP-ML	ML	4個 (24本)	7.4mm	6.6mm	9.35mm	緑
ECP-L	L	4個 (24本)	10.15mm	8.2mm	12.25mm	赤



アプ ライヤー

品名	適用クリップ	全長	先端	リングカラー	品名	適用クリップ	全長	先端	リングカラー
EAP-15S	S	15cm	曲	黄色	EAP-19ML	ML	19cm	曲	緑
EAP-19M	M	19cm	曲	青	EAP-19L	L	19cm	曲	赤

ホームページ配信中! URL : <http://www.kawasaki-seibutsu.com>

製造販売元 (株) 川崎生物科学研究所 東京都目黒区中根 2-4-17-304 Tel:03-3717-0818