

ワクチン穿刺用接種器

動物用一般医療機器

ThaMa 鶏痘ワクチン インジェクター

(シングルニードルタイプ)



接種針先端孔

製品規格

- 接種針を鶏の翼膜に刺し、針先端に充項したワクチンを接種します。
- 煮沸滅菌、オートクレーブ滅菌（125 度）が可能です。
- 容量（注射筒）：2 ml
- 機種 ThaMa 鶏痘ワクチンインジェクター・・・ 接種量 0.002ml
 ThaMa 鶏痘ワクチンインジェクターバージョンJ ・・・ 接種量 0.01ml
 （接種量は目安。ワクチン粘度によって異なります。）