

# ヒートマチックツイン連続注射器(5基)

## ボトルバスケットタイプ

### ダブルバレルの連続注射器

2種の薬液を同時接種可能  
(バレル容量は選べる5タイプ)

#### 特 徴

- 人間工学に基づいた軽量設計
- 2本の注射針の針間隔を調整可能です
- 煮沸消毒が可能です
- 本体の分解、組立てが簡単なのでメンテナンスが容易です
- 標準添付の10基用スリーブにより、10基注射針も使用できます

#### 製品規格

##### バレル容量タイプ

2本のバレルの容量タイプは、次の5種類です。

製品番号	注射筒(1)	注射筒(2)
8300050346	0.5ml	0.5ml
8300050460	1.0ml	1.0ml
8300050464	2.0ml	2.0ml
8300050462	2.0ml	1.0ml
8300050458	2.0ml	0.5ml

##### 二液統合用マニフォールド (別売)


2種の薬液を統合し、  
1本の注射針で  
接種可能となります



##### 針間隔の調整(D)

2本の針間隔を  
20.0mm~36.0mm まで  
調整可能です

注射筒(1)



注射筒(2)