



ワクチン穿刺用接種器

動物用一般医療機器

鶏痘ワクチンインジェクター 【バージョンJ】

new

5mlタイプ
新発売!

5mlタイプ



接種針先端孔

容器容量
2.5倍
(従来比)



2mlタイプ

(従来器)

製品規格

- 接種針を鶏の翼膜に刺し、針先端に充項したワクチンを接種します。
- 煮沸滅菌、オートクレーブ滅菌（125 度）が可能です。
- 機種及び容量

ThaMa 鶏痘ワクチンインジェクター……接種量 0.002ml、容量 2ml

ThaMa 鶏痘ワクチンインジェクター バージョン J……接種量 0.01ml、容量 2ml & 5ml

5ml タイプでは、接種可能回数 500 回

(接種量は目安。ワクチン粘度によって異なります。)

製造販売元

(株)川崎生物科学研究所 東京都目黒区中根 2-10-2 Tel : 03-3717-0818 Fax : 03-3717-0819

原産国 イスラエル



info@thama-vet.com | www.thama-vet.com

