

New

EPIG

ニューコンセプト!
オールインワンのハンディタイプ
筋肉ワクチン用 無針注射器

EPIG は、針を使用せず高圧噴射でワクチンを筋肉内へ投与する無針注射器。高い汎用性によりほぼ全てのワクチンに使用可能で、子豚（2～10週齢）への1ml/2ml投与が可能です。また、多彩なセンサーシステム搭載で安定的・確実なワクチン接種をサポートします。

無針注射器が農場経営にもたらすメリットは……?

メリット 1

残留針問題
の
解決

メリット 2

病原体の
水平伝播防止

メリット 3

手間や危険
リスク軽減

プラス! +

EPIGは無針注射器の利便性向上を更にアシスト!

特徴

EPIG は、無針によるワクチン接種を効率的・効果的に実現。
さらに広汎なワクチンに適応可能です。

「筋肉用 無針注射器」



様々なワクチンとの
高い汎用性

「電動式ハンディタイプ」



持ち運びや
メンテナンスに便利

「多彩なセンサー搭載」



安定・確実な
ワクチン接種

「豚の接種時の痛み軽減」



ストレス軽減
(増体効果)

ワクチン接種
成功 or 失敗
アラート表示

グリーン：正常接種
レッド：異常接種
ホワイト：準備完了
ブルー：内部洗浄中

製品紹介動画は
こちら!

